

Indikation

- Sptischer Schock, trotz adäquater Volumentherapie & NA $\geq 0,25 \mu\text{g}/\text{kg}/\text{min} > 3\text{h}$ UND MAD nicht $\geq 65\text{mmHg}$
- Vasoplegischer Schock

Dosierung

2ml Empressin® = 40 IE + 48ml NaCl 0.9% in 50ml Perfusorspritze

0.03 IE /min = 1.8 IE / h = 2.25ml / h (feste Dosis)

Höchstdosis: 0.04 IE /min

Lagerung von Vasopressin

Notfalldepot ITS (Kühlschrank)

Literatur

- S3-Leitlinie: Sepsis – Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge – Update 2025
- Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2021
- Fachinformation Empressin: <https://swissmedinfo-pro.ch/ViewMonographie>

Freigabe durch: Schleibach	Erstellt durch: Schleibach	Erstellt am: 31.01.2021	Aktualisierung am: 02.02.2026	Version: 2.0	Überprüfung: 02/2027
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------	-------------------------